

# KLWDSV

## Gelenkverbinder vertikal für KLW



In die Enden der Längsholme schieben (umklammernd) und festschrauben  
Vormontiert mit B12.20

| Referenz      | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|
| <b>KLWDSV</b> | 169     | 20      |            | 434     | 2,260  | 2 | STK     |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 4 Stück.

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde  
Schraube (DIN  
603)  
RBK

Verzahnte  
Flanschnutter  
(DIN 6923)  
RM