

KLWDSV Gelenkverbinder vertikal für KLW



In die Enden der Längsholme schieben (umklammernd) und festschrauben Vormontiert mit B12.20

Referenz	† mm	↔ mm	→ ← mm	⇒ mm	kg/stk	\Diamond	Einheit
KLWDSV	169	20		434	2,260	2	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 4 Stück.

Zu befestigen mit:





Selbstsichernde Schraube (DIN 603) RBK Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923) RM