

# KLWDSV

## Gelenkverbinder vertikal für KLW



In die Enden der Längsholme schieben (umklammernd) und festschrauben  
Vormontiert mit B12.20

Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>KLWDSV</b>	169	20		434	2,260	2	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 4 Stück.

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde  
Schraube (DIN  
603)  
RBK

Verzahnte  
Flanschnutter  
(DIN 6923)  
RM